

استخراج DNA پلاسمیدی از سودوموناس ائروجینوزا

مواد و محلول های لازم

◀ محیط کشت LB (Luria Bertaini) حاوی آمپی سیلین ۱۰ گرم باکتوتریپتون، ۵ گرم عصاره مخمر و ۵ گرم NaCl در یک لیتر آب مقطر حل شده و با استفاده از NaOH_۲ نرمال PH محیط در ۷/۳ تنظیم و سپس اتوکلاو می شود. بعد از استریل کردن، حرارت محیط به کمتر از ۵۰ درجه رسیده و آمپی سیلین به مقدار ۱ میلی لیتر از محلول ذخیره شده ۵۰ میلی گرم بر میلی لیتر، اضافه شده تا غلظت آن در محیط به ۵۰ میکروگرم بر میلی لیتر برسد.

◀ محلول شماره یک (بافر لیز کننده)

حاوی گلوکز ۵۰ میلی مول و 10Mm EDTA (PH=8) و 25Mm Tris-HCl است که به حجم ۱۰۰ میلی لیتر تهیه شده و تا زمان استفاده در یخچال در ۴ درجه سانتی گراد نگهداری می شود.

◀ محلول شماره ۲ (محلول دناتور کننده): حاوی ۰.۲N NaOH و ۳٪ SDS است که هر روز موقع استفاده به صورت تازه تهیه می شود.

◀ محلول شماره ۳ (محلول استات پتاسیم)

حاوی ۱۲۰ میلی لیتر استات پتاسیم ۵ مولار و ۲۳ میلی لیتر اسید استیک گلاسیال و ۵۷ میلی لیتر آب مقطر است که تا زمان استفاده در یخچال در ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شده و قبل از استفاده به ظرف محتوی یخ منتقل شده و بعد مورد استفاده قرار می گیرد.

◀ محلول شماره ۴ (محلول ۱ درصد CTAB حاوی ۰/۷ مولار نمک طعام): ۱ گرم از پودر CTAB و ۰/۴۱ گرم نمک طعام را در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل کرده و محلول در حرارت آزمایشگاه نگهداری می شود.

◀ بافر TE

حاوی ۱۰Mm Tris-Hcl و ۱Mm EDTA است که بعد از تهیه اتوکلاو شده و تا زمان استفاده در یخچال در ۴ درجه سانتی گراد نگهداری می شود.

سودوموناس ائروجینوزا یکی از شایع ترین باکتری های گرم منفی است که در عفونت های بیمارستانی یافت شده و مقاومت آنتی بیوتیکی زیادی را نشان می دهد. ویژگی های فنوتیپی این باکتری، همانند الگوهای بیوشیمیایی، باکتروفاز تاپینگ، وجود آنتی ژن های سطحی سلول و الگوهای حساسیت به عوامل ضد میکروبی بر اساس تغییرات در فاز رشد و موتاسیون خود بخودی، گرایش به دگرگونی دارند، بنابراین استفاده از این ویژگی ها برای شناسایی منبع عفونت و شیوع آن برای بررسی عفونت های ایجاد شده توسط گونه های هتروژن باکتری مفید نخواهد بود. از این رو استفاده از روش های مولکولی همانند آنالیز الگوی پلاسمیدی در مطالعات اپیدمیولوژیک ضروری است.

در آنالیز الگوی پلاسمیدی سویه های باکتری، تعداد و اندازه پلاسمیدها اساس تشخیص سویه است و سویه های برخاسته از یک کلون دارای شمار همسانی از پلاسمیدها بوده و اندازه آن ها نیز مشابه خواهد بود.

مواد و روش ها

روش های متنوعی برای استخراج و خالص سازی DNA پلاسمیدی باکتری ها وجود دارد؛ در اینجا از روش لیز قلیایی تغییر یافته استفاده شده است. دگرگونی در روش بالا، شامل استفاده از مخلوط (CTAB (cetyltrimethylammonium bromide و NaCl پس از لیز کردن باکتری و پیش از گرفتن رسوب DNA پلاسمیدی است، که به جداسازی کربوهیدرات های سلولی می انجامد.

مزایای روش لیز قلیایی تغییر یافته

- ✓ انجام آن سریع و آسان است.
- ✓ به اولتراسانتیفریژ نیاز ندارد.
- ✓ به طور نسبی ارزان است.
- ✓ مقدار DNA بدست آمده خیلی زیاد است.
- ✓ DNA بدست آمده در این روش سوسترای مناسبی برای هضم با آنزیم های محدودالتر است

◀ RNase A با غلظت ۱۰ میلی گرم بر میلی لیتر در یخچال در ۴ درجه سانتی گراد نگهداری می شود.

۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری شده بود در وضعیت فوق العاده سرد اضافه می شود و ۶ بار به آرامی سروته شده و بعد به مدت ۲ ساعت در ۲۰- درجه سانتی گراد انکوبه می شود.

مراحل استخراج و خالص سازی DNA پلاسمیدی

◀ یک کلنی خالص از سودوموناس ائروجینوزا را به ۵ میلی لیتر محیط کشت LB حاوی آنتی بیوتیک تلقیح کرده و به مدت ۲۰ ساعت در ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه می کنیم.

◀ ۱/۵ میلی لیتر از کشت باکتریایی را به میکروتیوب منتقل کرده و به مدت ۴ دقیقه در دور ۴۰۰۰ سانتریفوژ می کنیم.

◀ بعد از خالی کردن مایع رویی میکروتیوب، به طور معکوس به مدت ۴ دقیقه بر روی دستمال کاغذی برای خشک شدن رسوب باکتریایی قرار داده می شود.

◀ ۰/۲ میلی لیتر از محلول شماره ۱ که به مدت ۱ دقیقه در فریزر ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری شده بود در وضعیت فوق العاده سرد بر روی رسوب سلولی ریخته می شود و سپس سلول های باکتریایی با استفاده از سمپلر در محلول به شکل سوسپانسیون درمی آیند و سوسپانسیون سلول به مدت ۵ دقیقه در حرارت آزمایشگاه انکوبه می شود.

◀ ۰/۴ میلی لیتر شماره ۲ تازه تهیه شده اضافه شده و سر لوله بسته می شود و ۶ بار به آرامی سروته شده و به مدت ۵ دقیقه در آب یخ انکوبه می گردد.

◀ ۰/۳ میلی لیتر از محلول شماره ۳ که به مدت ۲۰ دقیقه در فریزر ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری شده بود در وضعیت فوق العاده سرد اضافه گشته و ۶ بار به آرامی سروته شده و به مدت ۵ دقیقه در آب یخ انکوبه می شود.

◀ لوله به مدت ۵ دقیقه در دور ۱۲۰۰۰ در ۴ درجه سانتی گراد سانتریفوژ شده و پس از سانتریفوژ کردن ۷۵۰ میکرولیتر از مایع رویی به میکروتیوب جدید اضافه می گردد.

◀ بر روی ۷۵۰ میکرولیتر از مایع رویی ۱/۵ میکرولیتر از RNase A با غلظت ۱۰ میلی گرم بر میلی لیتر افزوده شده و به مدت ۲۰ دقیقه در ۳۷ درجه انکوبه می گردد.

◀ ۸۰ میکرولیتر از محلول ۱ درصد CTAB حاوی ۰/۷ مولار نمک طعام را اضافه کرده و به مدت ۱۰ دقیقه در ۶۵ درجه سانتی گراد انکوبه می شود.

◀ بعد از اتمام انکوباسیون و خنک کردن میکروتیوب ها در حرارت آزمایشگاه، ۷۵۰ میکرولیتر از محلول فنل متعادل شده/کلروفرم/ایزوامیل الکل (۱/۲۴/۲۵) اضافه شده و به مدت ۱ دقیقه ورتکس شده سپس به مدت ۴ دقیقه در دور ۱۲۰۰۰ در ۴ درجه سانتی گراد سانتریفوژ می گردد.

◀ مایع رویی به میکروتیوب جدید منتقل شده و بر روی آن ۷۵۰ میکرولیتر اتانل ۹۶ درجه که به مدت ۱۰ دقیقه در فریزر

◀ سپس لوله به مدت ۱۵ دقیقه با دور ۱۲۰۰۰ در ۴ درجه سانتریفوژ می شود. مایع رویی دور ریخته شده و رسوب سفیدرنگ در ته لوله باقی می ماند. میکروتیوب به به طور معکوس بر روی دستمال کاغذی برای خشک شدن رسوب قرار داده می شود.

◀ ۱ میلی لیتر اتانل ۷۰٪ که به مدت ۱۰ دقیقه در ۴ درجه نگهداری شده بود در وضعیت فوق العاده سرد اضافه شده و سر لوله بسته شده و با چند بار سروته کردن مخلوط می شود.

◀ سپس لوله به مدت ۱ دقیقه با دور ۱۲۰۰۰ در ۴ درجه سانتریفوژ می شود. مایع رویی دور ریخته شده و میکروتیوب به به طور معکوس بر روی دستمال کاغذی برای خشک شدن رسوب قرار داده می شود.

◀ به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه سر میکروتیوب به شکل باز در محیط آزمایشگاه قرار داده می شود تا اتانل تبخیر شود و سپس ۵۰ میکرولیتر از بافر TE بر روی رسوب اضافه شده و رسوب در آن حل گشته و در مواقع مورد نیاز برای جمع شدن TE در ته لوله از سانتریفوژ استفاده می شود.

الکتروفورز DNA پلاسمیدی در روی ژل آگارز

◀ سینی ژل شسته شده و خشک شده و دو انتهای آن با چسب اتوکلاد بسته می شود.

◀ شانه ژل در سینی قرار داده شده به طوریکه شانه حدود ۱ میلی لیتر بالاتر از سطح سینی قرار گیرد و سپس ژل بر روی میز به صورت تراز قرار داده می شود.

◀ به منظور تهیه آگارز ۰/۷ درصد، ۱۴۰ میلی گرم پودر آگارز در ارلن مایر ریخته شده و بر روی آن ۲۰ میلی لیتر بافر الکتروفورز ۰.۵ TBE اضافه می شود و در ارلن مایر با درپوش شیشه ای پوشانده شده و سپس در میکروویو به مدت ۲۰ ثانیه قرار داده می شود تا آگارز حل شود.

◀ محلول آگارز تا ۶۰ درجه سانتی گراد خنک شده و سپس در سینی ژل ریخته می شود، طوری که هیچ حبابی مخصوصاً زیر شانه ها نباشد و ضخامت ژل حدود ۴ میلی لیتر باشد.

◀ بعد از اینکه ژل کاملاً بسته شد، به دقت قالب های کناری ژل و شانه برداشته شده و سینی به همراه ژل در تانک الکتروفورز قرار داده می شود طوری که چاهک های نمونه نزدیک قطب منفی قرار می گیرند.

◀ تانک الکتروفورز با ۴۵۰ میلی لیتر بافر الکتروفورز 0.5TBE پر

آمینومتان، pk اپتیمم را برای نگهداری DNA دارد و PH را به طور ثابت حفظ می‌کند. EDTA با عوامل شلاته کننده نظیر Mg^{2+} که برای عمل آنزیم DNases مورد نیاز هستند ترکیب شده و این عوامل را غیرفعال می‌کند. گلوکز برای بالا بردن فشار اسمزی بیرون سلول است. در این روش برای لیز کردن باکتری‌ها از محلول SDS و NaOH استفاده می‌شود. SDS یک دترجنت است که چربی‌های غشاء سلولی را حل می‌کند و سود عامل قلبایی است که دو رشته DNA را از هم جدا می‌کند. اضافه کردن استات پتاسیم PH محلول را به خنثی نزدیک می‌کند و در این مرحله DNA دوباره دورشته‌ای می‌شود. تکه‌های DNA کروموزومی به گونه‌ی تصادفی با هم جفت می‌شوند، و بیشتر به حالت دنا توره باقی می‌مانند، و همراه با پروتئین‌های سلولی در داخل کمپلکس‌های بزرگ گیر افتاده و با دودسیل سولفات پوشیده شده، و با سانتیفریوژ گردیدن، رسوب می‌کنند. ولی DNAهای پلاسمیدی به علت داشتن اندازه کوچک و ساختار سوپرکویل به شکل متصل به هم باقی می‌مانند و دوباره به گونه‌ی دورشته‌ای درمی‌آیند و ساختار اولیه را به دست می‌آورند و پس از سانتیفریوژ کردن در مرحله رویی باقی می‌مانند.

منبع:

1. De Freitas AL, Barth AL. Antibiotic resistance and molecular typing of *Pseudomonas aeruginosa*. focus on imipenem. *Braz J Infect Dis*:6(1): 2002.
2. Foxman B, Riley L: Molecular Epidemiology: Focus on infections. *Am J Epidemiol*, 153:1135-1141,2001.
3. Sentchilo VS, Perebitok AN, Zehinder AJB, Vadermee JR: Molecular diversity of plasmid bearing genes that encode toluene and xylene metabolism in *Pseudomonas aeruginosa* strains isolated from different contaminated sites in Belarus. *Applied and Environmental Microbiology*, 66:2842-2852, 2000.
4. Nahaie MR, Goodflow M, Harwood CR: A rapid screening procedure for Staphylococcal plasmids. *J Microbial Meth*, 2:73-81, 1984.
5. Hinterman G, Fisher HM, Crameri R, Hutter R: Simple procedure for distinguishing ccc, oc and L forms of plasmid DNA by agarose gel electrophoresis. *Plasmids*, 5:371-373, 1981.
6. Sambrook J, Russel DW: Molecular Cloning. A laboratory manual, volume 1, third ed. CSHL press, New York, 1.1-134& 5.1-5.17, 2001.
7. Satisvan: Plasmid DNA isolation. *Molecular Biology Protocols*. N.d. Availabl from yahoo.com. (<http://www.esb.utexas.edu>, Accessed July 2003).
8. Birnboim HC: A rapid alkaline extraction method for the isolation of plasmid DNA. *Methods Enzymol*, 100:243-255, 1983.

می‌شود. مقدار بافر به اندازه‌ای باید باشد که سطح ژل به عمق حداقل ۱ میلی‌متر پوشانده شود.

◀ مقدار ۵ میکرولیتر از محلول DNA پلاسمیدی با ۱ میکرولیتر از بافر لودکننده ژل (Gel loading buffer) حاوی ۲۵/۰ درصد بروموفنول بلو و ۲۵/۰ درصد گزیلین سیانول و ۳۰ درصد گلیسرول در آب مخلوط شده و در چاهک موجود در ژل قرار داده می‌شود.

◀ سرپوش تانک الکتروفورز گذاشته شده و توسط سیم‌های ارتباطی به Power supply متصل شده و جریان الکتریکی برقرار می‌شود، به طوریکه ولتاژ مورد استفاده ۸۰ ولت بوده و الکتروفورز تا مدت ۱/۵ ساعت ادامه خواهد یافت.

◀ بعد از پایان کار جریان الکتریکی قطع شده و ژل برداشته شده و به مدت ۳۰ دقیقه در داخل آب مقطر حاوی ۰/۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر اتیدیم بروماید جهت رنگ‌آمیزی قرار داده می‌شود.

◀ پس از رنگ‌آمیزی با استفاده از نور اولتراویوله حاصل از ترانس لومیناتور با طول موج ۳۰۰ نانومتر مورد بررسی قرار گرفته و از سایز مارکر لامبدا DNA برای بررسی اندازه قطعات استفاده می‌شود.

◀ پس از اتمام کار و تهیه عکس از ژل برای تخریب اتیدیم بروماید که سرطان‌زا است، ژل به مدت ۵ دقیقه در داخل محلول پرمنگنات پتاسیم قرار داده شده و سپس دور ریخته می‌شود.

◀ جهت شناسایی باندهایی که در مرحله اول به صورت‌های Linear, Open circular, Supercoil بودند از روش الکتروفورز دوبعدی استفاده می‌شود؛ بدین ترتیب که پس از الکتروفورز در مرحله اول و رنگ‌آمیزی با اتیدیم بروماید، ژل با آب دیونیزه شسته شده و از آن عکس تهیه می‌شود، سپس قسمتی از ژل که حاوی قطعات جدا شده مورد نظر بود بریده شده و به مدت ۵ دقیقه از فاصله ۳۰ سانتی‌متری تحت تأثیر نور اولتراویوله با طول موج ۲۵۴ نانومتر قرار داده می‌شود. در مرحله بعد قطعه ژل بریده شده در داخل ژل جدید قرار گرفته و در بعد دوم الکتروفورز می‌شود. بعد از الکتروفورز، ژل دوباره با اتیدیم بروماید رنگ‌آمیزی شده و از آن عکس تهیه می‌شود.

مکانیسم عمل استخراج پلاسمید

در این روش برای اینکه بتوانیم مقدار زیادی از DNA را به دست آوریم، بایستی باکتری را در محیط کشت حاوی آنتی‌بیوتیک کشت دهیم و نیز باید یک سوم لوله از محیط مایع پر شود، تا مقدار کافی از اکسیژن در محیط وجود داشته باشد. همچنین محیط‌های کشت به مدت ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه می‌شوند تا اندازه‌ی بایسته از سلول باکتریایی برای استخراج DNA پلاسمیدی وجود داشته باشد. برای آماده‌سازی باکتری‌ها برای لیز شدن، باکتری‌ها در بافر حاوی Tris-HCl، گلوکز و EDTA حل می‌شوند. Tris یا هیدروکسی متیل